




Применение стандартных магистралей


В.Артемова, Р.Ягубян
23 марта 2022




Инфузионное оборудование




Мониторинг



Расходные материалы



Энтеральное питание



Программное обеспечение

Стандартные магистрали для волюметрических насосов Фрезениус Каби

VL ST10	VL ST01	VL ST02	VL ST42	VL ON30	VL ON42	SL	SL Filter	VL ON70	VL ON72	VL ON90	VL TR00	VL TR12	VL PA02	VL PA92	VL PN00	VL PN02
M46441300S	M46441600S	M46441900S	M46442600S	M46445900S	M46444000S	M77460020	M77460025	M46444600S	M46444100S	M46444900S	M46442800S	M46442700S	M46442200S	M46445200S	M46444300S	M46444400S
Infusion	Infusion	Infusion	Infusion			Infusion	Infusion				Transfusion	Transfusion	Infusion	Infusion	Infusion	Infusion
																


ST10 - M46441300S



Стандартная капельная камера



1








«Вращающийся» Луэр-Лок с фильтром от свободного тока жидкости

ST10 - M46441300S



Стандартная капельная камера

**Система из ПВХ с силиконовым калиброванным
сегментом, без DEHP, без латекса
Примерная общая длина – 285 см
Примерный объем заполнения – 25 мл**

**«Вращающийся» Луэр-Лок с фильтром от
свободного тока жидкости**

ДЕМОНСТРАЦИЯ



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

ST01 - M46441600S



Игольный порт





**FRESENIUS
KABI**

caring for life

ST01 - M46441600S



Стандартный замок Луэр-Лок с колпачком



ДЕМОНСТРАЦИЯ

ST02 - M46441900S




ДЕМОНСТРАЦИЯ



Зажим Робертса

ST42 - M46442600S



Обратный клапан – движение жидкости только в направлении пациента


Agilia Connect - Agilia VP MC

Режим ручной вторичной линии

Agilia VP MC



ВТОРИЧНАЯ ЛИНИЯ



Agilia Connect - Agilia VP MC

Режим автоматической вторичной линии

Agilia VP MC




ВТОРИЧНАЯ ЛИНИЯ




**НУЖЕН ОБРАТНЫЙ
КЛАПАН**



Обратный клапан ☒



ST42 - M46442600S



ДЕМОНСТРАЦИЯ

Стандартные системы


VL ST10	VL ST01	VL ST02	VL ST42
M46441300S	M46441600S	M46441900S	M46442600S
Infusion	Infusion	Infusion	Infusion
			

1. ST10 - с разъемом Люэр и пробкой-колпачком

2. ST01 - с игольным портом для инъекций

3. ST02 - с безыгольным портом для инъекций K-Nect
пробкой-колпачком

4. ST42 - с обратным клапаном



Спасибо

за

внимание!

INfusia



© Copyright Fresenius Kabi AG



Amika

COMOX

